

Activeren, mengen, appliceren

- De capsules met de Aplicap activator 2 sec activeren. Aplicap activator en applier zijn rood gemarkeerd.
- In een hoge-frequentie mengapparaat met ca. 4300 trillingen/minuut, b.v. CapMix, of in het roterende mengapparaat RotoMix mengen.
- Met de Aplicap applier appliceren.

- Let op
 - Wachttijden tussen activeren, mengen en appliceren absoluut vermijden, aangezien de beginnende uitharding met het materiaal het uitspuiten uit de capsule bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt.
 - Ketac Silver Aplicap hecht aan metalen instrumenten en dient daarom voor het uitharden met koud water afgewassen te worden.

Tijden

Bij een omgevingstemperatuur van 23°C/73°F gelden de volgende tijden:	
	min:sec
Activeren	0:02
Mengen in de RotoMix	0:08
Mengen in een hoge-frequentie mengapparaat bijv. CapMix	0:10
Verwerken vanaf mengbegin	2:00
Uitharden vanaf mengbegin	5:00

Bij omgevingstemperaturen boven 23°C/73°F verloopt het uitharden sneller. Overschrijding van de verwerkingstijd resulteert in een verminderde hechting aan glazuur en dentine.

Kortere mengtijden verlengen, langere verkorten de verwerkings- en uithardings-tijd. Er kunnen mengtijden gekozen worden van 8–15 sec in hogefrequentie mengapparaten en 7–12 sec in de RotoMix.

Bescherming van de vulling

Glasionomeren harden in twee fasen uit en zijn tijdens de eerste uithardingsfase gevoelig voor vocht. Daarna bestaat de mogelijkheid van uitdroging, die door het gebruik van Ketac Glaze direct na het verwijderen van strip of matrix voorkomen kan worden.

- De lak aanbrengen op alle vrijliggende vlakken van het glasionomeercement en laten uitharden door 10 sec. te belichten.
- De na het uitharden van Ketac Glaze resterende inhibitorlaag kan door de uitharding van additiesiliconen afdrukmaterialen belemmeren. Daarom deze laag verwijderen of een polyether afdruk materiaal gebruiken.

Afwerking

- Overtollig materiaal met een scherp instrument verwijderen.
- Op zijn vroegst 5 minuten na mengbegin afwerken met roterend instrumen-tarium.
- Voor de fijne afwerking polijstschijven of rubber polijstpoints met waterkoeling gebruiken.

Bewaren en houdbaarheid

Het product bij 15 – 25°C/59 – 77°F bewaren. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

Consumenteninformatie

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie:

3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE. INCLUSIEF STIL ZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M ESPE reparatie of vervanging van het product van 3M ESPE.

Beperkte aansprakelijkheid

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie september 2008

© ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος

Το Ketac™ Silver Aplicap™, που αποτελεί προϊόν της 3M ESPE, είναι μία υαλοϊονομερής κονία αμέσως εφαρμογής ενισχυμένη με άργυρο και διατίθεται σε κάψουλες. Η ιδιότητά της να συγκολλάται χημικά στην αδάμαντινη και στην οδοντινή επιτρέπει μια συντηρητική παρασκευή και τέλεια όρια της έμφραξης. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ουδέτερο στρώμα, απελευθερώνει ιόντα φθορίου και είναι ακτινοσκιερό. Η ελάχιστη ποσότητα απόδοσης μιας κάψουλας είναι 0,105 ml.

Για λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ System, Ketac™ Glaze, όλα προϊόντα παραγωγής της 3M ESPE ή κατασκευασμένα κατ' εντολήν της, αναφερθείτε στις ανάλογες πληροφορίες χρήσης.

☞ Οι πληροφορίες χρήσης ενός προϊόντος πρέπει να φυλάγονται για όλη την διάρκεια της εφαρμογής του.

Ενδείξεις εφαρμογής

- Ουδέτερο στρώμα κάτω από αμάλαγμα
- Ανααστάσεις
- Εμφράξεις μιας επιφάνειας και αυχενικές εμφράξεις, αν δεν παίζει μεγάλο ρόλο η καλαισθητή εμφάνιση
- Εμφράξεις νεογλών δοντιών

Προληπτικά μέτρα

Τα φύλλα δοκιμών ασφαλείας της 3M ESPE μπορείτε να τα βρείτε μέσα του δικτυακού τόπου www.mmm.com ή απευθυνόμενοι στο τοπικό υποκατάστημα της 3M ESPE.

Προετοιμασία

- Αφαιρέστε μόνο την ουσία δοντιού που έχει προσβληθεί από τερηδόνα, δεν είναι αναγκαίο να κάνετε υποσκαφή.
- Μην παρασκευάετε σε λεπτά όρια, το τοίχωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 mm για την εφαρμογή του υλικού.

Προστασία του πολφού

- Για να αποτρέψετε τον ερεθισμό του πολφού, καλύψτε σημειακά τα τμήματα εκείνα της οδοντινης που βρίσκονται κοντά στον πολφό με ένα σκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

Προετοιμασία (conditioning) των οδοντικών ιστών

- Για να έχετε ιδανική χημική πρόσφυση στους οδοντικούς ιστούς, αφαιρέστε οχολαστικά το στρώμα ξεσμάτων που δημιουργήθηκε κατά την παρασκευή του δοντιού εφαρμόζοντας το Ketac Conditioner, που κατασκευάζεται από την 3M ESPE, στις παρασκευασμένες επιφάνειες και αφήστε το να δράσει για 10 δευτερόλεπτα.

- Ξεπλύνετε στη συνέχεια με άρθνο νερό.
- Στεγνώστε την κούλιότητα σε μόνο 2–3 σύντομα διαστήματα φυσιώτας με αέρα που δεν περιέχει νερό και λάδι ή στεγνώστε με τούλινα βύμβακος. Μην προβαίνετε σε υπέρμετρο στέγνωμα! **Η κούλιότητα θα πρέπει να είναι μόλις τόσο ξηρή, ώστε η επιφάνεια να εμφανίζεται ματ γυαλιστερή.** Υπέρμετρο στέγνωμα μπορεί να οδηγήσει μετά την τοποθέτηση της έμφραξης σε μεταχειρητικές ευσαιθησίες.
- Αποφύγετε την εκ νέου επιμόλυνση.

Ενεργοποίηση Ανάμιξη Εφαρμογή

- Ενεργοποιείτε τις κάψουλες για 2 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τον ενεργοποιητή Aplicap Aktivator. Ο ενεργοποιητής Aplicap Aktivator και το εργαλείο στοιβαγμού Aplicap Applier έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα.
- Αναμίξτε με συσκευή ανάμιξης υψηλών συχνοτήτων με περίπου 4.300 ταλαντώσεις ανά λεπτό, όπως π.χ. στον CapMix, ή στον περιστροφικό αναμικτήρα RotoMix.
- Εφαρμόστε με το εργαλείο στοιβαγμού Aplicap Applier.

Προσοχή

- Αποφύγετε οποιοδήποτε τα διαλείμματα μεταξύ ενεργοποίησης, ανάμιξης και εφαρμογής γιατί η αρχόμενη πηξη του υλικού θα δυσκολεύει ή θα εμποδίζει την αφαίρεσή του από την κάψουλα.
- Το Ketac Silver Aplicap κολλά σε μεταλλικά εργαλεία και πρέπει να ξεπλένεται γι' αυτό το λόγο με κρύο νερό πριν πηξει.

Χρόνοι

Σε θερμοκρασία δωματίου στους 23°C/73°F βαθμού ισχύουν οι εξής χρόνοι:	
Ενεργοποίηση	λεπτά:δευτερόλεπτα
Ανάμιξη στο RotoMix	0:02
Ανάμιξη στη συσκευή υψηλών συχνοτήτων, π.χ. CapMix	0:08
Επεξεργασία από την αρχή της ανάμιξης	0:10
Πηξη από την αρχή της ανάμιξης	2:00
	5:00

Σε θερμοκρασίες δωματίου άνω των 23°C/73°F βαθμών επιταχύνεται η πηξη. Η υπέρβαση του χρόνου επεξεργασίας προκαλεί την απόλεια του δεσμού σε αδάμαντινη και οδοντινή! Σύντομότερος χρόνος ανάμιξης παρατείνει και μακρύτερος χρόνος μειώνει το χρόνο επεξεργασίας και πηξης. Ο χρόνος ανάμιξης μπορεί να επιταχθεί από 8 ως 15 δευτερόλεπτα στις συσκευές υψηλών συχνοτήτων και από 7 ως 12 δευτερόλεπτα στον RotoMix.

Προστασία εμφράξεω

Τα υαλοϊονομερή υλικά πηζουν σε δύο φάσεις και παρουσιάζουν ευσαιθησία στην υγρασία κατά την πρώτη φση της πήξης. Μετά υπάρχει πιθανότητα αφυδάτωσης που μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση του Ketac Glaze αμέσως μετά την αφαίρεση της διαφανούς ταινίας ή της μήτρας.

- Περάστε το βερνίκι σε όλες τις ελεύθερες επιφάνειες της υαλοϊονομερούς κονίας και σκληρύντε την με φως για 10 δευτερόλεπτα.
- Το στρώμα που θα απομείνει μετά την πηξη του Ketac Glaze μπορεί να παρεμποδίσει την πηξη αποτυπωτικών υλικών από σιλικόνη. Γι' αυτό το λόγο αποστράτα να αφαιρείτε αυτό το στρώμα ή να χρησιμοποιείτε αποτυπωτικό υλικό από τολυαιθέρα.

Επεξεργασία

- Αφαιρέστε τις περιόσεις με ένα αιχμηρό εργαλείο.
- Το ναυρίτερο 5 λεπτά μετά την αρχή της ανάμιξης μπορείτε να επεξεργαστείτε την έμφραξη με περιστρεφόμενη εργαλεία.
- Για το τελικό φινιρίσμα χρησιμοποιείτε δίσκους λειάνσεως ή λάστρα στιλβώσεως με ψύξη νερού.

Αποθήκευση και διατήρηση

Το προϊόν να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 15–25°C/59–77°F. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Πληροφόρηση πελατών

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιοσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγών.

Εγγύηση

Η 3M ESPE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M ESPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εφαρμογή του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχρέωση της 3M ESPE θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M ESPE.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M ESPE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη δικεικόυμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβολαίου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Κατάσταση πληροφοριών Σεπτέμβριος 2008

© SVENSKA

Produktbeskrivning

Ketac™ Silver Aplicap™, tillverkad av 3M ESPE, är ett direkt applicerbart, silverförstärkt glasjonomeercement i kapsel. Genom sin kemiska vidhåtningsförmåga till emalj och dentin behövs endast en skånsom preparering för att få en perfekt, tät kantanslutning. Materialet kan appliceras utan underfyllning, det avger fluoridjoner och är röntgenopakt. Användbar mängd per kapsel är minst 0,105 ml. Se respektive bruksanvisning för detaljerad information om Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ System, Ketac™ Glaze, alla produkter tillverkade av eller för 3M ESPE.

☞ Spara bruksanvisningen så länge som produkten används.

Användningsområden

- Underfyllning under amalgam
- Core built-ups
- Okomplicerade fyllningar och cervicala lagningar, fyllningar med lägre krav på utseendet
- Mjölktandstylningar

Förskiktighetsåtgärder

Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M ESPE på www.mmm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

Preparation

- Avlägsna endast kariös tandsubstans, underskär behövs inte.
- Preparera inte tunna kanter, materialet fordrar en omgivande väggtyckelek av 0,5 mm.

Pulpskydd

- För att förebygga pulpairritation skall pulpanära områden punktuellt täckas med ett kalciumhydroxidpreparat.

Konditionering

- För att uppnå optimal kemisk bindning till tänderna måste man grundligt avlägsna det smear layer som bildas vid preparationen. Applicera Ketac Conditioner, som tillverkas av 3M ESPE, på de preparerade ytorna och låt det verka i 10 sekunder.
- Skölj därefter rikligt med vatten.
- Torrblåstra kaviteten i 2–3 korta tidsintervall med vatten- och oljefri luft eller torka med bomullspaddles. Dehydrera inte! **Kaviteten skall inte vara torrare än att ytan är mattglänsande.** Överdriven torkning kan orsaka postoperativ känslighet efter fyllningen.
- Undvik ytterligare kontaminerinng.

Aktivering, blandning och applicering

- Aktivera kapslarna med Aplicap-aktivator i 2 sekunder. Aplicap-aktivatorn och appliceraren är märkta med rött.
- Blanda i en högfrekvensblandare med ca 4300 svängningar/min., t. ex. CapMix, eller i rotationsblandaren RotoMix.
- Applicera med Aplicap-appliceraren.

Varning!

- Vänstflett mellan aktivering, blandning och applicering måste ovillkorligen undvikas eftersom det är svårt eller nästan omöjligt att arbeta när materialet börjar stelna.
- Ketac Silver Aplicap fastnar på metallinstrument och bör därför tvättas bort med kallt vatten innan det börjar stelna.

Tider

Vid en rumstemperatur av 23°C/73°F gäller följande tider:	
	min:sek
Aktivering	0:02
Blandning i RotoMix	0:08
Blandning i högfrekvensblandare t. ex. CapMix	0:10
Bearbetningstid efter blandningsstart	2:00
Stelningstid efter blandningsstart	5:00

Vid rumstemperaturer över 23°C/73°F påskyndas stelnigen. Förlängd bearbetningstid leder till försämrad vidhåtningsförmåga vid emalj och dentin. Kortare blandningstid förlänger arbets- och stelningstiderna medan en längre blandningstid kommer att förkorta dessa. Blandningstiden kan väljas mellan 8–15 sekunder i högfrekvensblandaren och mellan 7–12 sekunder i RotoMix.

Skydd av fyllningen

Glasjonomerer stelnar i två faser och är känsliga mot fukt under den första fasen. Sedan finns risk för dehydrering, som kan förhindras genom att använda Ketac Glaze omedelbart efter borttagandet av band eller matriser.

- Applicera lacket på glasjonomer-cementetets alla friliggande ytor och ljushårda under 10 sekunder.
 - Det inhibitorsskikt, som finns kvar efter det att Ketac Glaze hårdats kan hindra en härdning av additionsbindande avtrycksmassor. Tag därför bort detta skikt eller använd en polyeteravtrycksmassa.
- Efterbearbetning**

- Tag bort överflödigt material med ett vasst instrument.
- Börja inte efterbearbetning med roterande instrument förrän 5 minuter efter det att blandningen påbörjats.
- Använd sliptrissor och gummipolerare med vattenkyllning.

Lagring och hållbarhet

Förvara produkten vid 15–25°C/59–77°F. Bör inte användas efter utgångsdatum.

Kundinformation

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

Garanti

3M ESPE garanterar att denna produkt är fri från material och tillverknings-defekter. 3M ESPE UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDER-FÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M ESPEs enda åtgärande att reparera eller byta ut produkten.

ANSVARSBEGRENSNING

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M ESPE inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedryd tior, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Informationsutgåva, september 2008

FIN SUOMI

Tuoteselostus

Ketac™ Silver Aplicap™, 3M ESPE:n valmistama, on suoraan applitoitava, hopeavahvistainen lasi-ionomeerisementti kapselissa. Sen kemiallinen kiinnityminen hammaskiilteeseen ja denttiin mahdollistaa saumattoman täyteen ilman passiivista preparointia. Materiaali voidaan applitoida eristämättä, se vapauttaa fluoridioneja ja on röntgenopakaaki. Käyttökestoinen määrä kapselissa on vähintään 0,105 ml. "Ksytyskattaiset biedot tuotteista Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ järjestelmä, Ketac™ Glaze, kaikki tuotet 3M ESPE:n valmistamina tai sillä valmistettuja, on annettu vastaavissa käyttöohjeissa.

☞ Säilytä käyttöohjeet niin kauan kuin käytät tuotetta.

Käyttöalat

- Alustäyte amalgaamille
- Juurenpään rakentaminen
- Yhden pinnan täytteet ja hammaskaulan täytteet, joiden ulkonäkö ei ole niin tärkeä.
- Maitohampaiden täytteet

Varoittoimepiteet

3M ESPE käyttöohjutiedotteet (KT) saa osoitteesta www.mmm.com tai Suomen tytäryrityksellä.

Preparointi

- Poista vain karies, allmenot eivät ole tarpeellisia.
- Materiaalin reunat eivät saa olla liian ohuet, seinämien vahvuuden on oltava tätä materiaalia käytettäessä 0,5 mm.

Pulpan suojaus

- Pulpan ärsytyksen välttämiseksi voidaan pulpanläiheiset alueet suojata pitemäisellä kalsiumhydroksidi-valmistella.

Esikäsitely

- Poista preparoinnin aikana muodostunut porausjätkerros perusteellisesti, jotta optimaalinen kiinnitys sitoutuminen saavutetaan. Käytä preparoiduille pinnoille 3M ESPE:n valmistamaa Ketac Conditioneria ja anna aineen vaikuttaa 10 sekuntia.
- Huuhtele alue sitten runsaalla vedellä perusteellisesti.
- Puustaa kavitteita kuivaksi 2–3 lyhyellä puhalluksella. Ilman tulee olla vedetöntä ja öljytöntä. Kaviteetin voi myös kuivata vanurullalla. Älä ylikuivaa! **Kaviteetin tulee olla juuri niin kuiva, että pinta näyttää mattamaisen kiiltävältä.** Liian voimakas kuivaus paineilmalla voi aiheuttaa arkuutta paikkauksen jälkeen.
- Vältä uudelleen kontaminointia.

Aktivointi-sekoitus-applikointi

- Aktivoi kapselia Aplicap aktivaattorilla 2 sekuntia. Aplicap Aktivator ja Applier on merkitty punaisella.
- Sekoita suurtaajuussekoittimessa, esim. CapMix, noin 4300 väähtelyä minuutissa tai rotaalosekoittimessa esim. RotoMix.
- Annostele Aplicap Applierilla.

Huomio

- Vältä väliainoja aktivoinnin, sekoituksen ja applikoinnin välillä, koska alkava kovettuminen vaikeuttaa materiaalin ruiskuttamista tai estää sen.
- Ketac Silver Aplicap kiinnitty metalli-instrumenteihin ja on siksi huuhdeltava ennen kovettumista kylmällä vedellä

Ajat

Ved 23°C/73°F huonelämpötilassa ajat ovat:	
	min:s
Aktivointi	0:02
Sekoitus RotoMixissa	0:08
Sekoitus suurtaajuussekoittimessa esim. CapMix	0:10
Käsitelyaika sekoituksen alkamisesta	2:00
Kiinnittyminen sekoituksen alkamisesta	5:00

Käsitely ja kovettuminen nopeutuvat yli 23°C/73°F huonelämpötiloissa. Jos käsitelyaika ylitetään, kiinnittyminen kiilteeseen ja denttiinien estyy. Lyhyemmät sekoitusajat pidentävät ja pitemmät lyhentävät käsittely- ja kovettumisaikaa. Sekoitusajaksi voidaan suurtaajuussekoittimessa valita 8–15 sekuntia ja RotoMixissa 7–12 sekuntia.

Täyteen suojaaminen

Lasi-ionomeerit kovettuvat kahdessa vaiheessa ja ovat ensimmäisessä kovettumisvaiheessa arkoja kosteudelle. Tämän jälkeen saattaa esiintyä dehydraatioita, joka voidaan estää käyttämällä Ketac Glaze lakkaa välittömästi matriisinautojen poistamisen jälkeen.

- Sivele lakka lasi-ionomeerisementin kaikille pinnoille ja valokoveta 10 sekuntia.
- Ketac Glaze lakan kovettumisen jälkeen jäävä happi-inhibitiokerros voi estää A-silikonijäljennäisaineen kovettumisen. Poista tästä syytä kerros tai käytä polyeteeri jäljennösmassaa.

Muotoilu

- Poista ylimäärät terävällä instrumentilla.
- Muotoilu ja viimeistely tehdään pyörivillä instrumenteilla aikaisintaan 5 minuutin kullutta sekoituksen aloittamisesta.
- Käytä viimeistelyyn hiointaikkeoja tai kumikuoppaja vesijähdytyksellä.

Säilytys ja kelpoisuusaika

Säilytä tuotetta 15–25°C/59–77°F lämpötilassa. Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viielsen käyttöpäivän jälkeen.

Asiakastietoa

Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa näissä ohjeissa annettuja tietoja.

Takuu

3M ESPE sitoutuu vaihtamaan viallisiksi osoitetut tuotteensa uusin.

3M ESPE ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti seuraavat tässä mainitun tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Käyttäjän tulee arvioida ennen tuotteen käyttöönottoa sen soveltuvuus käyttökohtuukseensa, ja hän on itse vastuussa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä.

Tietojen antoaika Sysyuu 2008

© DANSK

Produktbeskrivelse

Ketac™ Silver Aplicap™, fremstillet af 3M ESPE, er en direkte applicerbar, sølvforstærket glasjonomeercement i en kapsel. Da den sætter sig kemisk fast på emalje og dentin, er det muligt at gennemføre en skånsom præparation, og man opnår en perfekt tæt marginal fyldningsadaptation. Materialet kan appliceres uden bunddækning, det afgiver fluoridioner og er radiopak. Den afgivende mængde i en kapsel udgør mindst 0,105 ml.

Se de pågældende brugervejledninger angående detaljer ved Ketac™ Conditioner, CapMix™, RotoMix™, Aplicap™ System, Ketac™ Glaze, alle produkter fremstillet af eller for 3M ESPE.

☞ Produktets brugervejledning skal opbevares under hele anvendelsen.

Anvendelsesområder

- Underfyldninger under amalgam
- Opbygninger
- Enkeltilfælde fyldninger og tandhalsfyldninger, hvor æstetikken kommer i anden række.
- Mælketandstyldninger.

Forholdsregler

3M ESPE leverandørbrugsanvisninger kan rekvireres over www.mmm.com eller ved henvendelse til den lokale afdeling.

Præparation

-